

# Phonak CROS Lumity.

Le conversazioni brillano per tutti.





## Le conversazioni brillano per tutti

Immagina un mondo in cui puoi goderti le conversazioni indipendentemente dalla direzione. Un mondo in cui puoi immergerti nelle parole e vivere appieno ogni momento. Per chi ha un'ipoacusia non recuperabile a un orecchio è facile sentirsi come se il mondo fosse spento da una parte.

Phonak CROS Lumity offre una soluzione per i pazienti con un'ipoacusia non recuperabile a un orecchio e l'udito normale o un'ipoacusia recuperabile all'altro.

Le nostre soluzioni CROS Lumity sfruttano le nostre tecnologie innovative per permetterti di vivere la realtà che ti circonda in un modo completamente nuovo.



## Il mondo brilla

Gli utenti di CROS a proposito dei benefici dell'utilizzo di CROS\*

\*Quando si usa un sistema CROS rispetto a quando non si utilizza nulla.

# Partecipa alla conversazione, indipendentemente da dove proviene



Maggiori informazioni su CROS L

Il sistema CROS Lumity è dotato di Phonak SmartSpeech™ Technology, una funzione rivoluzionaria progettata appositamente per migliorare la comprensione del parlato, anche in situazioni d'ascolto difficili e rumorose.

Il sistema CROS è in grado di adattarsi automaticamente e in tempo reale all'ambiente circostante. Combinandolo con un microfono wireless Roger potrai sentire ancora meglio a distanza e nel rumore.

CROS Lumity è semplice da utilizzare: è sufficiente accenderlo perché rilevi automaticamente i suoni provenienti da entrambi i lati.

## Perché scegliere un sistema CROS?

CROS L si indossa sull'orecchio senza protesi acustica per captare i suoni che trasmette in modalità wireless a un apparecchio acustico Phonak ricaricabile indossato sull'orecchio con un udito migliore.

Le ricerche dimostrano:

- Intelligibilità del parlato nel rumore migliorata
- Intelligibilità del parlato nel rumore diffuso migliorata
- Gli utenti hanno dichiarato che la loro qualità dell'udito è migliorata<sup>1,2</sup>



<sup>1</sup> Snapp, H. A., Hoffer, M. E., Liu, X., & Rajguru, S. M. (2017a). Effectiveness in Rehabilitation of Current Wireless CROS Technology in Experienced Bone-Anchored Implant Users. *Otol Neurotol*, 38(10), 1397-1404.

<sup>2</sup> Picou, E. M., Davis, H., Lewis, D., & Tharpe, A. M. (2020). Contralateral Routing of Signal Systems Can Improve Speech Recognition and Comprehension in Dynamic Classrooms. *J Speech Lang Hear Res*, 63(7), 2468-2482. [https://doi.org/10.1044/2020\\_JSLHR-19-00411](https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-19-00411)

# Il tuo udito, come vuoi tu



Maggiori  
informazioni su  
myPhonak

Noi di Phonak crediamo che l'udito sia qualcosa di personale, per questo offriamo myPhonak e myPhonak Junior. Queste applicazioni innovative ti permettono di personalizzare la tua esperienza uditiva e immergerti subito nei suoni che ami.

Grazie alla nostra vasta gamma di colori eleganti puoi esprimere la tua individualità e allo stesso tempo godere dei benefici di un udito migliore. Inoltre CROS Lumity è ricaricabile, eliminando quindi la scomodità della sostituzione delle batterie!



# Connettiti con il mondo che ti circonda

Il sistema Phonak CROS Lumity è dotato di connettività universale a una vasta gamma di dispositivi Bluetooth®, come smartphone, tablet, laptop e molto altro.

## Facilità d'uso

Connettiti con il mondo che ti circonda con facilità grazie al Tap Control - Controllo a tocco. Fai telefonate a mani libere.\*

\*Se collegato ad apparecchi acustici Audéo L-R, L-RT, Naida L-PR o Sky L-PR



L'identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sonova AG è coperto da licenza.

# life is on

Dal 1947, Phonak si dedica a preservare la qualità della vita sociale, emotiva e fisica, aprendo nuovi mondi acustici. Noi crediamo che sentire bene equivalga a vivere bene e pertanto sia essenziale per vivere appieno la vita. Oggi offriamo il più ampio portafoglio di soluzioni uditive all'avanguardia. E, assieme ai nostri Audioprotesisti, continuiamo a focalizzarci sulle cose più importanti: migliorare la comprensione del parlato, cambiare la vita delle persone e avere un effetto positivo sulla società nel suo insieme.

[www.phonak.it](http://www.phonak.it)



Publicazione riservata agli operatori di settore.  
028-2542-05/V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved.

**sonova**  
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Svizzera



**CE**  
0459